
prima medica i Vista

Posted by lazarjance - 2009/06/20 19:53

Gi molam lugeto od Codex computers da najdat resenie na sledniov problem:

- Imeno pri rabota so operativniot sistem Windows Vista na Prima Medica se javuva konflikt na Prima Medica so Windows Vista t.e. koga Na Vista ima instalirano Prima medica ne moze da se otvori Control panel vo Windows vista.Ovoj konflikt go pravi Firebird koj ne dozvoluva da se otvori Control Panel i go rusi explorerot.Ve molam za brzo resenie na ovoj problem zatoa sto imam licencirana Vista na rabotata koja ne mozam da ja koristam zaradi ovoj "GOLEM PROBLEM", ne poradi moja vina.

- Sakam uste ednas da potsetam na resavanjeto na bugot so pecatenje od opcijata skenirani dokumenti koga pecati vo golem format, a ne vo A4 format.

- Isto taka potrebno e da se najde resenie i za pecatenjeto na recepti so laserskite printeri koga ne ne moze da se pecatat granicite na receptite, pa potrebno e da se pravat nekoi "nevoobicaeni" korekcii vo setiranjeto na pecatarite koi pak ponatamu doveduvaaat do problemi pri pecatenje na drugi dokumenti na ovie laserski pecataci.

Pozdrav i do brzo resavanje na ovie problemi,a so cel za podobruvanje na vasite produkti.

Re:prima medica i Vista

Posted by mirjana - 2009/06/30 11:20

Standardnata instalacija na Prima MEDICA na Vista go pravi problemot koj go opisavte, potocno instalacijata na Firebird. Za da se sredi ova potrebno e da se napravi preinstalacija na Firebird. Pri preinstalacijata bitno e da se zacuvaat nekoi datoteki i podesovanja, zatoa najdobro bi bilo da kontaktirame po telefon (043 400 500) , za da vi objasnime sto točno da napravite pri povtornoto instaliranje i da vi gi pratime fajlovite za instalacija.

Vo vrska so pecatenjeto na skeniranite dokumenti na A4 format, ke go iskoregirame vo slednata verzija , a za sega probajte da skenirate so pomala rezolucija, kaj nekoi skeneri ne pravi problem.

Vi blagodarime za Vasite sugestii vo vrska so softverot. Slednata nagradba ja planirame na sredina na tretto tromesecje, i sekako ke bidat zemeni vo predvid iznesenite zabeleski.

Re:prima medica i Vista

Posted by lazarjance - 2009/11/07 08:31

Koga i dali planirate da izdadete verzija na Prima Medica koja ke moze da se instalira i raboti na Vista bez preinstalacija na Firebird,zatoa sto preinstalacijata koja ja objasnite vo ovoj topic i preku telefon e premnogu slozena i ne uspeav da ja izvrsam. Znaci ednostavno, Prima Medica koja ja simnuvame od vasata stranica i direktno so edna standardna instalacija ja instalirame na Vista.

Pozdrav!
