

## Упатство за начинот на евидентирање на боледувањата

Со воведувањето на Електронскиот дневник од страна на МЗ, една од информациите кои се негов составен дел е евиденцијата на издадените боледувања од матичните лекари кон пациентите. Опцијата за евидентирање на боледувањата е присутна во Prima MEDICA од самиот почеток, при што боледувањето се евидентираше во склоп на првиот преглед и беше поврзано со истиот.

Правилата за креирање на електронскиот дневник сега налагаат мала измена во начинот на евидентирање на боледувањата, со тоа што боледувањето треба да се затвори при повторната контролна посета на пациентот која му ја одредил матичниот лекар кога му издал боледување. Измената се состои во следното:

Кога на пациентот му се одредува боледување, истото **задолжително** се евидентира во прегледот, при што не се пополнува датумот до кога истото трае. Во моментот на креирање датумот до кога трае боледувањето е оневозможен за пополнување.

The screenshot displays the 'Затворање на боледување' (Closing the illness) dialog box in the Prima MEDICA system. The main form in the background shows the following data:

- Вид на боледување: 1
- Рецидив: НЕ
- Прв ден: 09.02.2015
- Датум од: 09.02.2015
- Датум до: 10.02.2015
- Крајна дијагноза: [empty]
- Опис на боледув.: [empty]
- Дали пациентот лежи во болница?: НЕ
- Дали боледувањето се однесува за трето лице?: НЕ

The dialog box contains the following fields:

- Датум од: 09.02.2015
- Датум до: 10.02.2015
- Крајна дијагноза: J20 AKUTEN BRONHIT
- Затворено во преглед број: 169

Buttons: Затвори боледување, Откажи

Овој датум заедно со крајната дијагноза ќе се пополнат при 'затворање' на боледувањето, односно кога пациентот ќе дојде на контролен преглед. Ова е всушност и измената во начинот на евидентирање, бидејќи одсега не треба да се бара стариот преглед за пациентот па во него да се внесе датумот на завршување на боледувањето, туку во самиот контролен преглед се оди на опцијата БОЛЕДУВАЊА и во табелата на

претходни боледувања која е во долниот дел на екранот се клика два пати на боледувањето кое треба да го затвориме.

Во случај кога боледувањето е за еден ден или пак сакате веднаш да го затворете во моментот на внесување, во тој случај се запишува боледувањето без податоци за краен датум и крајна дијагноза и потоа со двоен клик долу во табелата на записот од боледувањето, ќе се појави малото прозорче за затварање на истото.