


## Упатство за инсталација на надградбите

Од 2.5.2 на 2.5.3


За да ја инсталирате надградбата треба прво да ја преземете верзијата 2.5.3 (фајл PMupdate253.exe) од нашиот сајт. Истовремено, треба да имате инсталирано winzip архивер на вашиот компјутер и програмот primamedica да ви биде затворен.

1. Се извршува фајлот (со двоен клик на него или еден клик и ENTER) PMUpdate253.exe и ќе го добиете следниот екран.

*НАПОМЕНА! Кај некои од корисниците кои имаат Windows 7 оперативен систем, можно е фолдерот Codex да се наоѓа на локација c:\program files (x86) наместо во c:\program files. Доколку е тоа така, во полето **unzip to folder** од екранот подолу, треба да се промени локацијата наместо **c:\program files\codex\prima medica** да се впише **c:\program files (x86)\codex\prima medica**.*



2. Кликнете на Unzip , а потоа на Close
3. Се оди во фолдерот c:\program files\codex\prima medica (или во c:\program files (x86)\codex\prima medica) и таму се извршува фајлот PMUpdate2.5.3.exe
4. Се клика на ПОВРЗИ СЕ и се појавува следниот екран



5. Се клика на АКТИВИРАЈ ПРОМЕНИ
6. На крај програмот јавува дека промените се извршени.
7. Доколку аплицирањето на промените поминало успешно, фајлот PMUpdate2.5.3.exe може да се избрише.

**НАПОМЕНА!** Доколку програмот јави дека промените не се успешно завршени, задолжително јавете се во Кодекс Компјутери.